



PRODUKTOVÝ LIST

Sběrný sáček na moč

24 hodin, sterilní

Materiály jsou poskytovány pro potřeby výběrového řízení

VÝROBCE: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRESA VÝROBCE: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

INDIKACE:

- Prostředek je určen pro mimotělní sběr moči a jiných tělních tekutin
- Max doba použití – 24 hodin

KLASIFIKACE:

- Zdravotnický výrobek třídy I sterilní, směrnice 1 v souladu s přílohou IX Směrnice 93/42/EHS

VLASTNOSTI:

- Sáček o objemu 2000 ml, vyrobený z 0,22 mm tlustého PVC (dvojitá stěna)
- Dvojitě svařená fólie pro maximální ochranu proti roztržení sáčku
- Efektivní ventil bránící zpětnému toku
- Těsný T-ventil, který lze jednoduše ovládat jednou rukou
- Připojovací hadička s univerzálním schodovým konektorem, standardní délka hadičky 90 a 150 cm
- Hadička vyrobená z materiálu odolného vůči ohybům a zalomení, který zajišťuje volný a efektivní výtok moči
- Přesná, dobře čitelná stupnice (každých 100 ml), adekvátní pro měření diurézy
- Vyztužené okraje otvorů pro zavěšení, odpovídá standardním věšákům
- Bílá zadní stěna ulehčující rozeznávání moči
- Jednorázový, bez latexu
- Sterilováno EO
- Balení: 1 ks / papír-fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Výrobce návod na použití nevydal



ROZMĚR A KÓD

KATALOGOVÉ ČÍSLO	OBJEM	DÉLKA HADIČKY	PRODEJNÍ BALENÍ	TRANSPORTNÍ BALENÍ
WMD2000-90	2000 ml	90 cm	10 ks	10 x 25 ks
WMD2000-150	2000 ml	150 cm	10 ks	10 x 25 ks

OBCHODNÍ KONTAKT: ZARYS International Group s.r.o., Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: +420 737 954 388, email: info@zarys.cz

VYHOTOVIL: Krystyna Froncová, Public Procurement Assistant

DATUM: 27.5.2022

strana 1 / 1