

NÁVOD K POUŽITÍ

Ochranný bradový štít

Ochranné bradové štíty slouží jako ochrana proti zasažení kapénkami virů.

Ochranný štít je určen pro celodenní práci nebo při práci v užším kontaktu s lidmi jako například ve zdravotnictví, v kadeřnictví, v obchodě a podobně.



Před použitím čtete návod k použití a prověřte, zda není štít poškozený a při nasazování na obličej postupujte podle návodu.

Ochranný štít je vhodnou alternativou pro uživatele trpící problémy dýchacích cest a nošení roušky je pro ně obtíží.

Údržba:

Pro dezinfekci štítu využijte měkkého hadříku a běžných čistících prostředků. Skladujte při teplotách od +5 do +30 °C.

Návod k nasazení ochranného štítu:

1. Odstraňte ochrannou fólii z vnější strany štítu
2. Přizpůsobte délku gumiček
3. Připevněte za uši

Distributor v ČR: CB Medical s.r.o.

Dovoz a Distribuce v EU: ALFI Corp., s.r.o.

Vyrobena v Číně.

CB Medical s.r.o.
U Bechyňské dráhy 790/3
390 02 Tábor

IČ: 10812199
DIČ: CZ10812199

Tel.: (+420) 725 111 278
Email: obchod@cbmedical.cz
www.cbmedical.cz

Společnost je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30995